

**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 6 z dnia 23.05.2018r.**

### **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

| LP. | Nazwa asortymentu             | Ilość / szt. | Szczegółowy opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Waga laboratoryjna precyzyjna | 2            | <ol style="list-style-type: none"> <li>Wyświetlacz elektroniczny LCD z podświetleniem</li> <li>Zakres pomiarowy do 12000 g</li> <li>Działka elementarna d - 0,1 g</li> <li>Powtarzalność pomiarów - 0,1g</li> <li>Liniowość pomiarów - <math>\pm 0,1</math> g</li> <li>Czas stabilizacji (maksimum) – 2,5 s</li> <li>Kalibracja zewnętrznym odważnikiem kalibracyjnym</li> <li>Wymiary szalki (minimum) - 180x160 mm</li> <li>Ostona przeciwkurzowa do zabezpieczenia urządzenia - w zestawie</li> <li>Legalizacja</li> <li>Gwarancja na przetwornik pomiarowy – min 5 lat</li> <li>Instrukcja obsługi w języku polskim</li> </ol>   |
| 2.  | Waga laboratoryjna precyzyjna | 12           | <ol style="list-style-type: none"> <li>Wyświetlacz elektroniczny LCD z podświetleniem</li> <li>Zakres pomiarowy do 6200 g</li> <li>Działka elementarna d - 0,01 g</li> <li>Powtarzalność pomiarów - 0,01g</li> <li>Liniowość pomiarów - <math>\pm 0,02</math> g</li> <li>Czas stabilizacji (maksimum) – 3,0 s</li> <li>Kalibracja zewnętrznym odważnikiem kalibracyjnym</li> <li>Wymiary szalki (minimum) - 180x160 mm</li> <li>Ostona przeciwkurzowa do zabezpieczenia urządzenia - w zestawie</li> <li>Legalizacja</li> <li>Gwarancja na przetwornik pomiarowy – min 5 lat</li> <li>Instrukcja obsługi w języku polskim</li> </ol> |
| 3.  | Waga laboratoryjna precyzyjna | 3            | <ol style="list-style-type: none"> <li>Wyświetlacz elektroniczny LCD z podświetleniem</li> <li>Zakres pomiarowy do 4200 g</li> <li>Działka elementarna d - 0,01 g</li> <li>Powtarzalność pomiarów - 0,01g</li> <li>Liniowość pomiarów - <math>\pm 0,01</math> g</li> <li>Czas stabilizacji (maksimum) – 2,5 s</li> <li>Kalibracja wewnętrzna - manualna</li> <li>Wymiary szalki (minimum) - 180x160 mm</li> <li>Ostona przeciwkurzowa do zabezpieczenia urządzenia - w zestawie</li> <li>Legalizacja</li> <li>Gwarancja na przetwornik pomiarowy – min 5 lat</li> <li>Instrukcja obsługi w języku polskim</li> </ol>                 |

|    |                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Waga laboratoryjna precyzyjna | 10 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wyświetlacz elektroniczny LCD z podświetleniem</li> <li>2. Zakres pomiarowy do 620 g</li> <li>3. Działka elementarna d - 0,001 g</li> <li>4. Powtarzalność pomiarów - 0,001g</li> <li>5. Liniowość pomiarów - <math>\pm 0,002</math> g</li> <li>6. Czas stabilizacji (maksimum) – 2,0 s</li> <li>7. Kalibracja wewnętrzna - manualna</li> <li>8. Wymiary szalki (maksimum) – <math>\varnothing</math> 120 mm</li> <li>9. Osłona przeciwkurzowa do zabezpieczenia urządzenia - w zestawie</li> <li>10. Osłona przeciwwietrzna – w zestawie</li> <li>11. Legalizacja</li> <li>12. Gwarancja na przetwornik pomiarowy – min 5 lat</li> <li>13. Instrukcja obsługi w języku polskim</li> </ol> |
| 5. | Wzorzec masy                  | 1  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nominalna wartość masy wzorca – 5000 g</li> <li>2. Klasa dokładności wzorca wg OIML – minimum F<sub>1</sub></li> <li>3. Opakowanie ochronne – w zestawie</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |